

웨스턴 블롯, If/Icc, Elisa용 Anti-Ndufaf1 단일클론 항체 - Q9Y375

품목 번호: CM0009659

소개

웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 Anti-NDUFAF1 단일클론 항체. 미토콘드리아 복합체 I 조립 연구용 재조합 토끼 항체. 인간과 반응, 38 kDa. 미토콘드리아 질환 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NDUFAF1 Rabbit mAb
비고/별칭	CGI65; CIA30; CGI-65; MC1DN11; NDUFAF1
종	인간
유전자 ID (인간)	51103
유전자 ID	51103
면역원	인간 NDUFAF1 (Q9Y375)의 아미노산 1-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9Y375
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스팩