

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ndufaf2 Rabbit Polyclonal 항체 - Q8N183

품목 번호: CM0014972

소개

미토콘드리아 복합체 I 조립 인자인 NDUFAF2(B17.2L, mimitin)를 표적하는 토끼 폴리클로날 항체. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨; 인간, 마우스, 래트와 교차 반응. 미토콘드리아 질환 및 섬모 연구에 사용 가능.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NDUFAF2 Rabbit pAb
비고/별칭	MMTN; B17.2L; MC1DN10; mimitin; NDUFA12L; NDUFAF2
종	인간
유전자 ID (인간)	91942
면역원	인간 NDUFAF2 (NP_777549.1)의 아미노산 1-169에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8N183
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스백