

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Ndufaf4 폴리클로날 항체 - Q9P032

품목 번호: CM0016810

소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 Rabbit anti-NDUFAF4 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. 미토콘드리아 복합체 I 조립 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NDUFAF4 Rabbit pAb
비고/별칭	My013; C6orf66; HRPAP20; HSPC125; MC1DN15; bA22L21.1; NDUFAF4
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	29078
유전자 ID	29078
면역원	재조합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9P032
단백질 크기	20kDa
배송	아이스 팩