


Anti-Ndufb10 폴리클론항체, Wb, Ip, Elisa 용 - O96000

품목 번호: CM0026626



소개

미토콘드리아 복합체 I의 보조 소단위인 인간 NDUFBI0를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB, IP, ELISA 검증 완료. 호흡 사슬 및 미토콘드리아 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NDUFBI0 Rabbit pAb
비고/별칭	PDSW; MC1DN35; NDUFBI0
종 특이성	인간
GeneID (인간)	4716
GeneID	4716
면역원	인간 NDUFBI0 (NP_004539.1)의 아미노산 1-172에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 원산지	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O96000
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스백