

Anti-Ndufb11 폴리클로날 항체 (Wb, Elisa 용) - Q9Nx14

품목 번호: CM0015432



소개

NDUFB11 Rabbit pAb는 미토콘드리아 복합체 I 서브유닛인 인간 NDUFB11에 특이적인 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 쥐와 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 호흡 사슬 및 미토콘드리아 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NDUFB11 Rabbit pAb
비고/별칭	ESSS; Np15; P17.3; NP17.3; CI-ESSS; MC1DN30; NDUFB11
종	인간
유전자 ID (인간)	54539
유전자 ID	54539
면역원	인간 NDUFB11 (NP_061929.2)의 아미노산 1-163에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐, 래트
SWISS	Q9NX14
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백