

Anti-Ndufb3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O43676

품목 번호: CM0012872



소개

NDUFB3(Complex I-B12, 11 kDa)를 타겟팅하는 고품질의 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광/면역세포화학 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 호흡 사슬 기능 및 관련 장애를 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NDUFB3 Rabbit pAb
비고/별칭	B12; CI-B12; MC1DN25; NDUFB3
종	사람(Human)
유전자 ID (사람)	4709
유전자 ID	4709
면역원	사람 NDUFB3 (NP_002482.1)의 아미노산 1-98에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse)
SWISS	O43676
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)