

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Ndufb4 (Ci-B15) 토끼 단클론 항체 - O95168

품목 번호: CM0002364



소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 NDUFB4 (CI-B15) 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 NDUFB4 단백질(~15 kDa)을 인식합니다. 미토콘드리아 콤플렉스 I 연구 및 IVD 분석 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	NDUFB4 토끼 단클론 항체
비고/별칭	B15; CI-B15; NDUFB4
종	인간
유전자ID (인간)	4710
유전자ID	4710
면역원	재조합 단백질 인간 NDUFB4 (NP_004538.2)의 아미노산 1-129에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O95168
단백질 분자량	15kDa
배송 방식	아이스백