


Anti-Ndufb4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95168

품목 번호: CM0014661



소개

Complex I 서브유닛인 인간 NDUFB4를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 및 호흡 사슬 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NDUFB4 Rabbit pAb
비고/별칭	B15; CI-B15; B4
종	Human
Gene ID (Human)	4710
Gene ID	4710
면역원	인간 NDUFB4 (NP_001161803.1)의 아미노산 1-90에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	O95168
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스팩