


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Ndufb8 폴리클로날 항체 - O95169

품목 번호: CM0024201



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 고품질의 토끼 NDUF8 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 미토콘드리아 복합체 I 보조 소단위에 특이적입니다. 미토콘드리아 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	NDUF8 Rabbit pAb
비고/별칭	ASHI, CI-ASHI, MCIDN32, NDUF8
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	4714
GeneID	4714
면역원(Immunogen)	인간 NDUF8 (NP_004995.1)의 아미노산 29-186에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로날 항체)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간), Mouse (마우스), Rat (랫트)
SWISS	O95169
단백질 분자량	22kDa
배송(Shipping)	아이스백