


Anti-Ndufb8 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - O95169

품목 번호: CM0002115



소개

인간 NDUFB8(미토콘드리아 복합체 I 보조 소단위)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. IVD 원자재 공급 및 미토콘드리아 기능 장애 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	NDUFB8 Rabbit mAb
비고/별칭	ASHI; CI-ASHI; MC1DN32; NDUFB8
종	인간(Human)
Gene ID (인간)	4714
Gene ID	4714
항원(Immunogen)	인간 NDUFB8 (O95169)의 아미노산 1-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O95169
단백질 분자량	22kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)