

Anti-Ndufb9 폴리클로날 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q9Y6M9

품목 번호: CM0022525



소개

미토콘드리아 복합체 I의 보조 소단위인 인간 NDUFB9에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA 검증 완료; 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	NDUFB9 토끼 pAb
비고/별칭	B22; LYRM3; CI-B22; UQOR22; MC1DN24; NDUFB9
종	인간
GeneID (인간)	4715
GeneID	4715
면역원	인간 NDUFB9(NP_004996.1)의 아미노산 80-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9Y6M9
단백질 무게	22kDa
배송	아이스팩