


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Ndufs1 단클론 항체 - P28331

품목 번호: CM0007465



소개

인간 NDUF51을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 내인성 NDUF51을 검출합니다. 미토콘드리아 복합체 I 연구 및 호흡 사슬 연구를 위해 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NDUFS1 토끼 mAb
비고/별칭	CI-75k; MC1DN5; CI-75Kd; PRO1304; NDUFS1
종	인간
유전자ID (인간)	4719
유전자ID	4719
면역원	재조합 단백질 인간 NDUFS1 (NP_004997.4)의 아미노산 80-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P28331
단백질 분자량	79kDa
배송	아이스 팩