

## Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Ndufs1 Rabbit Polyclonal Antibody - P28331

품목 번호: CM0023940



### 소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 NDUF51 토끼 폴리클론 항체. 인간 NADH-유비퀴논 산화환원효소 75 kDa 서브유닛(Complex I-75kD)을 표적. 마우스, 랫트와 교차반응. 미토콘드리아 복합체 I 연구 및 진단에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | NDUF51 Rabbit pAb                                              |
| 비고/별칭       | CI-75k, MC1DN5, CI-75Kd, PRO1304, NDUF51                       |
| 종           | 인간                                                             |
| GeneID (인간) | 4719                                                           |
| 면역원         | 인간 NDUF51 (NP_004997.4)의 아미노산 80-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원산지         | 토끼                                                             |
| 범주          | 폴리클론 항체                                                        |
| 응용 분야       | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                       |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 랫트                                                    |
| SWISS       | P28331                                                         |
| 단백질 분자량     | 79kDa                                                          |
| 배송          | 아이스팩                                                           |