


Wb 및 Elisa용 Anti-Ndufs2 단일클론 항체 - O75306

품목 번호: CM0003501



소개

인간 NDUF52(CI-49)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 복합체 I 및 산화적 인산화 연구에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NDUF52 Rabbit mAb
비고/별칭	CI-49; MCIDN6; NDUF52
종	인간
유전자 ID	4720
면역원	재조합 단백질 인간 NDUF52 (NP_004541.1)의 아미노산 300-434에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	O75306
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스백