

Wb 및 Elisa용 항Ndufs3 다클론 항체 - O75489

품목 번호: CM0026496



소개

미토콘드리아 복합체 I의 코어 서브유닛인 인간 NDUF3에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB와 ELISA에서 검증되었으며 인간 및 마우스와 교차반응성이 있습니다. 미토콘드리아 호흡 사슬 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NDUFS3 토끼 pAb
비고/별칭	CI-30; MCIDN8; NDUFS3
종	인간
유전자ID (인간)	4722
유전자ID	4722
면역원	인간 NDUFS3(NP_004542.1)의 아미노산 37-264에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O75489
단백질 분자량	30kDa
배송 방식	아이스 팩