


Anti-Ndufs3 Rabbit Monoclonal Antibody (Complex I-30Kd) For Wb, Ihc-P, Elisa - O75489

품목 번호: CM0007610



소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 재조합 anti-NDUFS3 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 NDUFS3 (30 kDa)를 인식합니다. 미토콘드리아 복합체 I 연구 및 호흡 사슬 연구에 이상적입니다 - O75489.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	NDUFS3 Rabbit mAb
비고/별칭	CI-30; MC1DN8; NDUFS3
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	4722
GeneID	4722
면역원(Immunogen)	인간 NDUFS3 (NP_004542.1)의 아미노산 37-264에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O75489
단백질 분자량	30kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)