


Anti-Ndufs3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - O75489

품목 번호: CM0027432



소개

WB, IP, ELISA용으로 검증된 NDUF3 Rabbit Polyclonal Antibody로, 인간, 마우스, 랫트에서 사용 가능합니다. 미토콘드리아 복합체 I 서브유닛에 특이적이며, 호흡 사슬 연구 및 진단에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NDUFS3 Rabbit pAb
비고/별칭	CI-30; MCIDN8; NDUFS3
종(Species)	인간(Human)
Gene ID (인간)	4722
Gene ID	4722
면역원(Immunogen)	인간 NDUFS3 (NP_004542.1)의 아미노산 37-264에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O75489
단백질 분자량	30kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)