

웨스턴 블롯용 Anti-Ndufs4 단클론 항체 - O43181

품목 번호: CM0011670



소개

웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 인간 NDUFS4에 대한 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 미토콘드리아 복합체 I 및 호흡 사슬 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NDUFS4 Rabbit mAb
비고/별칭	AQDQ; CI-18; MC1DN1; CI-AQDQ; CI-18 kDa; NDUFS4
종	인간
유전자 ID	4724
면역원	인간 NDUFS4 (O43181)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O43181
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스백