


Anti-Ndufs4 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - O43181

품목 번호: CM0007655



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 인간 NDUF54(Complex I-18 kDa)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 기능 장애 및 Complex I 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NDUF54 Rabbit mAb
비고/별칭	AQDQ; CI-18; MCLDN1; CI-AQDQ; CI-18 kDa; NDUF54
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	4724
면역원	인간 NDUF54 (NP_002486.1)의 아미노산 43-175에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O43181
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스백