


Anti-Ndufs4 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - O43181

품목 번호: CM0016194



소개

미토콘드리아 복합체 I 서브유닛인 인간 NDUF54를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 미토콘드리아 질환 및 호흡 사슬 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NDUF54 토끼 pAb
비고/별칭	AQDQ; CI-18; MC1DN1; CI-AQDQ; CI-18 kDa; NDUF54
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	4724
GeneID	4724
면역원(Immunogen)	인간 NDUF54 (NP_002486.1)의 아미노산 1-175에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O43181
단백질 분자량	20kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)