

Anti-Ndufs5 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O43920

품목 번호: CM0024388



소개

인간 NDUF5(CI-15kDa)에 대한 토끼 폴리클론항체, 복합체 I 보조 소단위. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨; 인간, 마우스, 래트와 교차 반응. 미토콘드리아 호흡 사슬 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NDUF5 Rabbit pAb
비고/별칭	CI15K; CI-15k; NDUF5
종	인간
유전자 ID	4725 (Human)
면역원	인간 NDUF5 (NP_004543.1)의 아미노산 1-106에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O43920
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스백