

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Ndufs5 토끼 다클론 항체 - O43920

품목 번호: CM0020588



소개

복합체 I 보조 서브유닛인 인간 NDUF5 (CI-15k)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 호흡 사슬 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증 완료] NDUF5 토끼 pAb
비고/별칭	CI15K; CI-15k; [KD 검증 완료] NDUF5
종	인간
유전자 ID (인간)	4725
유전자 ID	4725
면역원	재조합 단백질 - 인간 NDUF5 (NP_004543.1)의 아미노산 1-106번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	O43920
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스 팩