


## Ndufs6 폴리클론항체 (Wb, Elisa용) - O75380

품목 번호: CM0029599



### 소개

NDUFS6 Rabbit pAb (O75380)는 WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 NDUFS6을 인식합니다. 재조합 면역원(aa 29-124). 미토콘드리아 복합체 I 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | NDUFS6 Rabbit pAb                                              |
| 비고/별칭       | MC1DN9; CI-13kA; CI13KDA; CI-13kD-A; NDUFS6                    |
| 종           | 인간                                                             |
| GeneID (인간) | 4726                                                           |
| GeneID      | 4726                                                           |
| 면역원         | 인간 NDUFS6 (NP_004544.1)의 아미노산 29-124에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                             |
| 범주          | 폴리클론 항체                                                        |
| 적용 분야       | 웨스턴 블롯(WB), 효소면역측정법(ELISA)                                     |
| 교차 반응성      | 마우스, 래트                                                        |
| SWISS       | O75380                                                         |
| 단백질 분자량     | 14kDa                                                          |
| 배송          | 아이스백                                                           |