


Anti-Ndufs7 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O75251

품목 번호: CM0018871



소개

WB 및 ELISA용 인간 NDUFS7(Complex I-20kD, PSST)를 표적하는 토끼 다클로날 항체입니다. 미토콘드리아 호흡 연구에 필수적입니다. 인간 샘플에서 검증되었으며 미토콘드리아 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NDUFS7 Rabbit pAb
비고/별칭	NDUFS7; CI-20; CI-20KD; MY017; PSST; NADH:ubiquinone oxidoreductase core subunit S7
종(Species)	인간(human)
GeneID	374291
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 NDUFS7 (NP_077718.3)의 아미노산 80-160 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	O75251
단백질 분자량(Protein Weight)	22kDa/23kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)