


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ndufs8 토끼 다클론 항체 - O00217

품목 번호: CM0013896



소개

미토콘드리아 복합체 I의 소단위체인 NDUF8에 대한 토끼 다클론 항체로, 인간 및 마우스에서 WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증되었습니다. 미토콘드리아 호흡 사슬 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NDUF8 토끼 pAb
비고/별칭	TYKY, CI-23k, CI23KD, MC1DN2, NDUF8
종	인간
GeneID (인간)	4728
GeneID	4728
면역원	재조합 단백질; 인간 NDUF8(NP_002487.1)의 아미노산 35-210번 서열에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	O00217
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스팩