


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ndufv1 단일클론 항체 - P49821

품목 번호: CM0006899



소개

NDUFV1 토끼 단일클론 항체(클론 미지정)는 사람, 쥐, 랫트 샘플의 51 kDa 미토콘드리아 복합체 I 서브유닛을 검출합니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 전자 전달 사슬, 미토콘드리아 질환 및 대사체학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NDUFV1 Rabbit mAb
비고/별칭	UQOR1; CI-51K; CI51KD; MC1DN4; NDUFV1
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	4723
GeneID	4723
면역원(Immunogen)	사람 NDUFV1 (NP_009034.2)의 아미노산 72-420에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P49821
단백질 분자량	51kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)