


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Ndufv1 토끼 다클론 항체 - P49821

품목 번호: CM0029635



소개

미토콘드리아 복합체 I의 51kDa 핵심 소단위체인 NDUFV1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며 인간, 마우스 및 쥐 샘플과 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NDUFV1 토끼 pAb
비고/별칭	UQR01; CI-51K; CI51KD; MC1DN4; NDUFV1
종	인간
GeneID (인간)	4723
GeneID	4723
면역원	재조합 단백질 인간 NDUFV1(NP_009034.2)의 아미노산 72-420에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P49821
단백질 중량	51kDa
배송	아이스팩