


Anti-Ndufv2 폴리클론항체 (Wb, Elisa용) - P19404

품목 번호: CM0030327



소개

인간 NDUFV2 (CI-24k)에 대한 토끼 폴리클론항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 교차반응합니다. NDUFV2는 미토콘드리아 호흡사슬 복합체 I의 코어 서브유닛으로, 전자 전달에 관여하며 미토콘드리아 질환과 관련이 있습니다. - P19404

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NDUFV2 Rabbit pAb
비고/별칭	CI-24k; MC1DN7; NDUFV2
종	인간
유전자 ID (인간)	4729
유전자 ID	4729
면역원	인간 NDUFV2 (NP_066552.2)의 아미노산 1-249에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P19404
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백