

Wb, Elisa용 항-Necab1 토끼 다클론 항체 - Q8N987

품목 번호: CM0013089

소개

아미노산 1-351에 대해 생성된 NECAB1(EFCBP1) 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며 인간, 마우스, 래트에 대한 교차 반응성이 확인되었습니다. 뇌 조직에서 뉴런 칼슘 결합 단백질 1 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NECAB1 토끼 pAb
비고/별칭	EFCBP1; STIP-1; NECAB1
종	인간
유전자 ID	64168
면역원	인간 NECAB1(NP_071746.1)의 아미노산 1-351에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8N987
단백질 분자량	41kDa
배송 방식	아이스백