

## Anti-Necab3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q96P71

품목 번호: CM0016811

### 소개

인간 NECAB3를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합하며, 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보입니다. 아밀로이드-베타 형성 및 알츠하이머병 발병 기전 연구를 위한 유용한 도구입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수    | 값                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 제품명     | NECAB3 Rabbit pAb                                                      |
| 비고/별칭   | NIP1; XB51; STIP3; EFCBP3; SYTIP2; APBA2BP; dJ63M2.4; dJ63M2.5; NECAB3 |
| 종       | 인간                                                                     |
| 유전자 ID  | 63941                                                                  |
| 면역원     | 인간 NECAB3 (NP_112508.3)의 아미노산 1-362 서열에 대응하는 재조합 퓨전 단백질.               |
| 원천      | 토끼                                                                     |
| 범주      | 폴리클론 항체                                                                |
| 적용 분야   | WB, ELISA                                                              |
| 교차 반응성  | 인간, 마우스, 래트                                                            |
| SWISS   | Q96P71                                                                 |
| 단백질 분자량 | 44kDa                                                                  |
| 배송      | 아이스백                                                                   |