

Wb, Elisa용 항-Necap2 다클론 항체 - Q9Nvz3

품목 번호: CM0018122

소개

인간 NECAP2(아댑틴 귀결합 코트 연관 단백질 2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 내포작용 및 소포 수송 연구에 적합합니다. - Q9NVZ3.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NECAP2 토끼 pAb
비고/별칭	NECAP2
종	인간
유전자ID (인간)	55707
유전자ID	55707
면역원	인간 NECAP2 (NP_060560.1)의 아미노산 194-263에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9NVZ3
단백질 분자량	28kDa
배송 방식	아이스 팩