

Anti-Nectin 2/Cd112 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q92692

품목 번호: CM0029191



소개

인간 Nectin-2 (CD112, HVEB)에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. T-세포 신호전달, 세포 접착, 바이러스 침입 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	설명
제품명	Nectin 2/CD112 Rabbit pAb
비고/별칭	HVEB; PRR2; CD112; PVRL2; PVRR2; Nectin 2/CD112
종	인간
GeneID (Human)	5819
GeneID	5819
면역원	인간 Nectin 2/CD112 (NP_002847.1)의 아미노산 382-479에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q92692
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백