

Anti-Nectin-4/Pvrl4 Rabbit Monoclonal Antibody For Fc, Elisa - Q96Ny8

품목 번호: CM0009137



소개

사람 Nectin-4/PVRL4를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. FC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 암 및 바이러스 감염 연구, 특히 홍역 바이러스 침입 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Nectin-4/PVRL4 Rabbit mAb
비고/별칭	LNIR; PRR4; EDSS1; PVRL4; nectin-4
종(Species)	Human
유전자 ID	81607
면역원	사람 Nectin-4/PVRL4 (NP_112178.2)의 아미노산 32-146에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용	FC, ELISA
교차 반응성	Human
SWISS	Q96NY8
단백질 분자량	24kDa/55kDa
배송	아이스 팩