


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Nedd1 폴리클로날 항체 - Q8Nhv4

품목 번호: CM0030106



소개

인간 NEDD1을 타겟으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 72kDa 밴드를 인식합니다. 유사 분열 진행 및 미세소관 핵생성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NEDD1 Rabbit pAb
비고/별칭	GCP-WD; TUBGCP7; NEDD1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	121441
GeneID	121441
면역원	제조합 단백질 인간 NEDD1 (NP_690869.1)의 아미노산 411-660에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q8NHV4
단백질 분자량	72kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)