

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Nedd4 다클론 항체 - P46934

품목 번호: CM0015562



소개

수용체 분해와 자가포식에 관여하는 인간 NEDD4에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 유비퀴틴화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NEDD4 Rabbit pAb
비고/별칭	RPF1; NEDD4-1; NEDD4
종	인간
GeneID (인간)	4734
면역원	인간 NEDD4(NP_940682.2)의 아미노산 160-460에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P46934
단백질 분자량	149kDa
배송	아이스백