

Anti-Nedd4L 폴리클론항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 용) - Q96Pu5

품목 번호: CM0027668



소개

NEDD4L 토끼 폴리클론항체 (Q96PU5)는 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. TGF- β , 자가포식, 이온 채널을 조절하는 E3 유비퀴틴 리가제인 인간, 마우스, 랫드 NEDD4L을 검출합니다. 신호 전달 및 유비퀴틴화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NEDD4L 토끼 pAb
비고/별칭	RSP5; PVNH7; NEDD4-2; NEDD4.2; hNEDD4-2; NEDD4L
종	인간
GeneID (인간)	23327
GeneID	23327
면역원	재조합 단백질 인간 NEDD4L (NP_056092.2)의 아미노산 836-955에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q96PU5
단백질 분자량	112kDa
배송	아이스백