

Wb, Elisa용 Anti-Nedd4L Rabbit Monoclonal Antibody - Q96Pu5

품목 번호: CM0012441



소개

WB 및 ELISA용 NEDD4L Rabbit mAb. 인간 샘플에서 검증된 이 단일클론 항체는 E3 유비퀴틴 리가제 NEDD4L(~112 kDa)을 검출합니다. 유비퀴틴 경로, 채널 조절 및 선천성 면역 연구를 위한 소스입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NEDD4L Rabbit mAb
비고/별칭	RSP5; PVNH7; NEDD4-2; NEDD4.2; hNEDD4-2; NEDD4L
종	인간
유전자 ID (인간)	23327
면역원	합성 펩타이드: 인간 NEDD4L (Q96PU5)의 아미노산 876-975에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
소스	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q96PU5
단백질 분자량	112kDa
배송	아이스백