

Wb 및 Elisa용 Anti-Nedd8 토끼 다클론 항체 - Q15843

품목 번호: CM0017111



소개

인간 NEDD8을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드와 반응합니다. 유비퀴틴 유사 단백질 및 세포 주기 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NEDD8 토끼 pAb
비고/별칭	NEDD-8; NEDD8
종	인간
GeneID (인간)	4738
GeneID	4738
면역원	인간 NEDD8(NP_006147.1)의 아미노산 1~81에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q15843
단백질 분자량	9kDa
배송	아이스팩