

Anti-Nedd9 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14511

품목 번호: CM0022240



소개

인간 NEDD9 (HEF1/CAS-L)에 대한 토끼 다클로날 항체. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. 세포 부착, 이동 및 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NEDD9 Rabbit pAb
비고/별칭	CAS2; CASL; HEF1; CAS-L; CASS2; NEDD9
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	4739
GeneID	4739
면역원(Immunogen)	인간 NEDD9 (NP_006394.1)의 아미노산 390-560에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q14511
단백질 분자량(Protein Weight)	93kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)