

Anti-Neil1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q96Fi4

품목 번호: CM0026092



소개

NEIL1 Rabbit pAb (폴리클론항체)는 인간, 마우스, 랫트의 WB 및 ELISA에 사용됩니다. DNA 염기 절단 복구에 관여하는 DNA 수리 효소인 엔도뉴클레아제 8-유사 1을 인식합니다. 산화적 DNA 손상 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NEIL1 Rabbit pAb
비고/별칭	FPG1; NEIL1; hFPG1; NEIL1
종	인간
GeneID (인간)	79661
GeneID	79661
면역원	인간 NEIL1 (NP_078884.2)의 아미노산 1-135에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q96FI4
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백