

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Nek6 토끼 단클론 항체 - Q9Hc98

품목 번호: CM0009672

소개

이 NEK6 토끼 단클론 항체는 WB, IHC-P, ELISA를 통해 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 내인성 NEK6을 검출합니다. 코어 키나아제 도메인 영역을 표적으로 하며 세포 주기, 유사 분열 및 DNA 손상 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NEK6 토끼 mAb
비고/별칭	SID6-1512; NEK6
종	인간
유전자 ID	10783
면역원	인간 NEK6(Q9HC98)의 아미노산 200-300에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9HC98
단백질 분자량	36kDa
배송 방법	아이스백