

Anti-Nek7 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8Tdx7

품목 번호: CM0002629



소개

WB 및 ELISA에 검증된 NEK7 토끼 단일클론 항체; 인간, 마우스, 랫트와 반응; 유사 분열 및 NLRP3 인플라마솜 활성화에 관여하는 Serine/threonine-protein kinase Nek7을 표적으로 합니다. 세포 주기 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NEK7 Rabbit mAb
비고/별칭	NIMA-related kinase 7; NEK7
종	인간
유전자 ID (인간)	140609
면역원	인간 NEK7 (Q8TDX7)의 아미노산 203-302 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q8TDX7
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백