

Anti-Nek8 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q86Sg6

품목 번호: CM0014532

소개

WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 토끼 다클로널 NEK8 항체입니다. 사람, 쥐 및 랫트 NEK8을 검출하며, 이는 섬모 기능 및 신장 세뇨관 무결성에 중요한 세린/트레오닌 키나제입니다. 신장학 및 세포 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NEK8 Rabbit pAb
비고/별칭	JCK, NPHP9, RHPD2, NEK12A, NEK8
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	284086
항원(Immunogen)	사람 NEK8 (NP_835464.1)의 아미노산 270-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q86SG6
단백질 분자량	75kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)