

## Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Nek9 폴리클로날 항체 - Q8Td19

품목 번호: CM0021144



### 소개

WB, IHC-P 및 ELISA 애플리케이션용 NEK9 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 쥐 및 랫트 NEK9(~107 kDa)를 검출합니다. 유사 분열 진행 및 세포 주기 조절 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명         | NEK9 Rabbit pAb                                               |
| 비고/별칭       | NC; APUG; NERCC; LCCS10; NERCC1; NEK9                         |
| 종(Species)  | Human                                                         |
| 유전자 ID (인간) | 91754                                                         |
| 유전자 ID      | 91754                                                         |
| 면역원         | 인간 NEK9 (NP_149107.4)의 아미노산 730-979에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원         | Rabbit                                                        |
| 카테고리        | Polyclonal Antibodies                                         |
| 애플리케이션      | WB, IHC-P, ELISA                                              |
| 교차 반응성      | Human, Mouse, Rat                                             |
| SWISS       | Q8TD19                                                        |
| 단백질 분자량     | 107kDa                                                        |
| 배송          | 아이스 팩(Ice bag)                                                |