


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Nelfcd 폴리클로날 항체 - Q8Ixx7

품목 번호: CM0025107



소개

사람, 쥐, 랫드 NELFCD (TH1/TH1L)에 반응하는 Anti-NELFCD 폴리클로날 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 전사 신장 및 NELF 복합체 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NELFCD Rabbit pAb
비고/별칭	TH1; TH1L; NELF-C; NELF-D; HSPC130; NELFCD
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	51497
GeneID	51497
면역원(Immunogen)	사람 NELFCD (NP_945327.3)의 아미노산 40-182에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	Q8IXH7
단백질 분자량	66kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)