


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Nelfe 다클론 항체 - P18615

품목 번호: CM0029715



소개

인간 NELFE에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광, ELISA에서 검증되었습니다. 전사 일시정지, NELF 복합체 동역학 및 HIV-1 잠복 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NELFE 토끼 pAb
비고/별칭	RD; RDP; RDBP; D6S45; NELF-E; NELFE
종	인간
유전자 ID (인간)	7936
유전자 ID	7936
면역원	인간 NELFE (NP_002895.3)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P18615
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스 팩