

Wb 및 Elisa용 Anti-Nell1 토끼 다클론 항체 - Q92832

품목 번호: CM0017086



소개

인간 NELL1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드의 NELL1을 검출합니다. 조골세포 분화 및 골 무기질화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NELL1 토끼 pAb
비고/별칭	NRP1; IDH3GL; NELL1
종	인간
GeneID (인간)	4745
GeneID	4745
면역원	인간 NELL1(NP_006148.2)의 아미노산 160-420에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산원	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q92832
단백질 분자량	90kDa
배송	아이스백