

Wb, Elisa용 Anti-Nell2 폴리클론항체 - Q99435

품목 번호: CM0019632



소개

인간 NELL2 (단백질 키나제 C-결합 단백질 NELL2)에 대한 토끼 폴리클론항체. WB 및 ELISA 적용 분야에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응. 신경 조직 및 축삭 유도 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

사양	상세 정보
제품명	NELL2 토끼 pAb
비고/별칭	NRP2; NELL2
종	인간
유전자 ID (인간)	4753
유전자 ID	4753
면역원	인간 NELL2 (NP_006150.1)의 아미노산 22-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q99435
단백질 분자량	91kDa
배송	아이스백