

Wb, If, Ihc, Elisa용 항-넵린 다클론 항체 - Q9Qzs7

품목 번호: CM0029259

소개

생쥐 넵린(UniProt Q9QZS7)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF, IHC, ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐 및 래트와 반응합니다. 신장 발세포 및 사구체 여과 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	넵린 토끼 pAb
비고/별칭	CNF; NPHN; 넵린
종	생쥐
유전자ID (인간)	4868
유전자ID	54631
면역원	재조합 단백질 생쥐 넵린(NP_062332.2)의 아미노산 1033-1256에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	생쥐, 래트
SWISS	Q9QZS7
단백질 분자량	135kDa
배송 방식	아이스 팩