

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항넵린 토끼 단클론 항체 - Q9Qzs7

품목 번호: CM0004146

소개

마우스에서 WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증된
고특이성 넵린 토끼 단클론 항체입니다. 족세포 슬릿
diaphragm 단백질을 표적으로 하며 신장 여과 및
신병증 연구에 필수적입니다. 유니프롯: Q9QZS7.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	넵린 토끼 단클론 항체
비고/별칭	nephrin; NephrinB
종	마우스
유전자ID (인간)	4868
유전자ID	54631
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9QZS7
단백질 분자량	135 kDa/136 kDa
배송 방식	아이스백